

ALL. A AVVISO

LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO	SPECIFICHE TECNICHE	FABBISOGNO PRESUNTO ANNUO PZ
1	TROCAR MONOUSO LAMA PIATTA	Trocar monouso Diam. 5mm lama piatta cannulata L. 100mm circa Monouso Sterile Latex Free	1740 pz
		Trocar monouso Diam. 5mm lama piatta cannulata L. 75mm circa Monouso Sterile Latex Free	48 pz
2	TROCAR DI HASSON S/LAMA	Trocar tipo Hasson diametro 12mm a punta smussa con riduttore universale incorporato, lunghezza cannula 100mm circa Monouso Sterile Latex Free	240 pz
3	TROCAR DI HASSON S/LAMA	Trocar tipo Hasson diametro 12mm a punta smussa con riduttore universale incorporato con palloncino, lunghezza cannula 100mm circa Monouso Sterile Latex Free	168 pz

4	CANNULA MONOPAZIENTE PER ASPIRAZIONE/PER LAVAGGIO	Sistema monopaziente di lavaggio ed aspirazione, per interventi laparoscopici, cannula di irrigazione/aspirazione 5mm diametro circa e lunghezza 34 cm circa, completo di tubi di collegamento e raccordi per sacche a caduta varie misure Monouso Sterile Latex Free	10 pz
5	PROTETTORE/RETRATT DEI...	Struttura in unico pezzo costituita da guaina trasparente in poliuretano e due anelli ad entrambe le estremità: un anello di retrazione flessibile ed un anello di posizionamento. Indicazioni d'uso: per accesso alla cavità Addominale/ Toracica e Retrazione dei tessuti molli durante procedure chirurgiche Misura Large 9-14 cm circa Monouso, Sterile, Latex Free	10 pz
		Struttura in unico pezzo costituita da guaina trasparente in poliuretano e due anelli ad entrambe le estremità: un anello di retrazione flessibile ed un anello di posizionamento. Indicazioni d'uso: per accesso alla cavità Addominale/ Toracica e Retrazione dei tessuti molli durante procedure chirurgiche Misura Large 5-9 cm circa Monouso, Sterile, Latex Free	10 pz

	ORE DI FERITA	<p>Struttura in unico pezzo costituita da guaina trasparente in poliuretano e due anelli ad entrambe le estremità: un anello di retrazione flessibile e un anello di posizionamento.</p> <p>Indicazioni d'uso: per accesso alla cavità addominale/toracica e retrazione dei tessuti molli durante procedura chirurgiche.</p> <p>Misura Small 2,5-6 cm circa</p> <p>Monouso, Sterile, Latex Free</p>	90 pz
		<p>Struttura in unico pezzo costituita da guaina trasparente in poliuretano e due anelli ad entrambe le estremità: un anello di retrazione flessibile e un anello di posizionamento.</p> <p>Indicazioni d'uso: per accesso alla cavità addominale/toracica e retrazione dei tessuti molli durante procedura chirurgiche.</p> <p>Misura Extra Small 2,4 cm circa</p> <p>Monouso, Sterile, Latex Free</p>	60 pz
6	DIVARICATORE A PALETTA	<p>Divaricatore con apertura a SPATOLA all'estremità distale da utilizzarsi per separare le strutture interne in particolare in chirurgia epatica. Ventaglio rivestito di tessuto in fibra atraumatica. Per l'indicazione di utilizzo il dispositivo deve essere di assoluta atraumaticità.</p> <p>Strumento da 12mm rivestito. La paletta larga indicativamente 9 cm e lunga 9 cm. Il dispositivo deve avere un'asta di 12mm circa e una lunghezza operativa di circa 46 cm. Deve poter essere utilizzato attraverso i manicotti per trocar Covidien.</p> <p>Monouso, Sterile, Latex Free</p>	105 pz