

TOTALE STRUMENTI	
n. 85 data logger	N. 85
n. 8 modem	N. 8
n 5 ripetitori Marconi spy	N. 5

Struttura	Descrizione	Codice identificativo strumenti	
		S/N	ID
S.C. ONCOLOGIA	T+	AB1182	3605
	T+	AB1197	3606
	T+	F23792	3607
	T+	F23834	3608
	T+	F23794	3609
	U1	F21570	3610
	MODEM SPY USB	AA8582	3617
	RIPETITORE	AB7498	33916

Struttura	Descrizione	Codice identificativo strumenti	
		S/N	ID
ONCOEMATOLOGIA	U1	F26486	3700
	U1	F26544	3699
	U2	F26576	3698
	U2	F26588	3697
	T+	AB7428	3911
	T+	AB7400	3912
	MODEM SPY USB	AA9700	3701
	MODEM SPY RF	A09995	
	MODEM SPY RF S/N 23315 COMPLETO DI N°2SONDE S/N IC1 14027 - 07159 ES/N IC 14120 - 08258		
	RIPETITORE	AB7484	3913

Struttura	Descrizione	Codice identificativo strumenti	
		S/N	ID
LAB. MEDICINA LEGALE	T+	AB7426	3907
	T+	AB7436	3906
	T+	AB7398	3905
	T+	AB7451	3908
	U1	F31434	3901
	U1	AB7138	3897
	U1	AB7133	3899
	U1	F31440	3895
	U1	AB7132	3898
	U1	F31435	3894
	U1	AB7135	3903
	U1	F31550	3900
	U1	F31429	3904
	U1	F31515	3902
	U1	AB7137	3896
	MODEM SPY RF USB	F22867	3906
	U1 x 14pz		
	T+ x 2pz		
	MODEM SPY RF USB		
	RIPETITORE SPY RELAY x3pz		

Struttura	Descrizione	Codice identificativo strumenti	
		S/N	ID
FARMACIA	MODEM SPY RF	A71734	/
	DATALOGGER SPY RF U1	B17059	3535
	DATALOGGER SPY RF T+	AB7450	3929
	DATALOGGER SPY RF T+	AB7449	3915
	DATALOGGER SPY RF T+	AA7757	3558
	DATALOGGER SPY RF T+	F19407	3556
	DATALOGGER SPY RF T+	AB7448	3914
	DATALOGGER SPY RF T+	AB7432	3928

Struttura	Descrizione	Codice identificativo strumenti		SONDA
		S/N	ID	
LABORATORIO ANALISI	SPY T+	AB7326	3979	
	SPY T+	AB7342	3978	
	SPY U1 1°	F32358	3993	5553
	SPY U1 1°	F32326	3992	5286
	SPY U1 1°	F32475	3991	5657
	SPY U1 1°	F32297	3990	5849
	SPY U1 1°	F32284	3989	5907
	SPY U1 1°	F32346	3988	5589
	SPY U1 1°	F32390	3987	5731
	SPY U1 2°	F32451	3980	5620
	SPY U1 2°	F32363	3961	5293
	SPY U1 2°	F32382	3982	5309
	SPY U1 2°	F32257	3983	5301
	SPY U1 2°	F32148	3985	5732
	SPY U1 2°	F32343	3984	5600
	SPY U1 2°	F32456	3986	5755

Struttura	Descrizione	Codice identificativo strumenti	
		S/N	ID
	<b>ID APPARECCHIATURA</b>	<b>ID TRASM.</b>	<b>ID SENS.</b>
	Temperatura amb.	TX-01	CH7
	zona scorte		CH8
	Frimed	TX-02	CH1
	Frimed		CH2
	Angelantoni		CH3
	Angelantoni		CH4
	Sanyo	TX-03	CH1
	Haemo	TX-04	CH1
	frazionamento emocomponenti	TX-05	CH7
	frazionamento emocomponenti	TX-06	CH8
	sala prelievi		CH7
	Temperatura amb-		CH8
	Temperatura amb.	TX-07	CH7
	Umidità amb.		CH8
	Congelatore verticale	TX-08	CH1
	Bicasa	TX-09	CH1
	kw Ex Fiocchetti		CH2

**EMOTECA**

Perani		CH5
Angelantoni		CH6
Angelantoni	TX-10	CH1
Angelantoni	TX-10	CH2
Congelatore orizzontale kw		CH5
kw virologia		
	TX-11	CH1
Temperatura amb.		CH7
Umidità amb.		CH8
Temperatura amb.	TX-12	CH7
Umidità amb.		CH8
Angelantoni	TX-13	CH1
Angelantoni		CH2
Temperatura amb.	TX-14	CH7
Umidità amb.		CH8
Angelantoni	TX-15	CH1
Angelantoni HLA NAT		CH2
Angelantoni HLA NAT	TX-16	CH1
Angelantoni BIOL. MOLEC.	TX-17	CH1
Angelantoni CITOMETRIA	TX-18	CH1
Temperatura amb.		CH7
Umidità amb.		CH8
Temperatura amb.	TX-19	CH7
Umidità amb.		CH8
Temperatura amb.	TX-20	CH7
Umidità amb.		CH8

Il contratto di assistenza tecnica h24 deve comprendere assistenza Full Risk e verifiche periodiche del corretto funzionamento, nonché certificazione di taratura sonde annuale per gli strumenti in uso sopra elencati.

Si precisa che le sonde presenti presso il Laboratorio di Medicina Legale, accreditato con l'Ente di accreditamento "ACCREDIA", necessitano di taratura presso un laboratorio LAT (accreditato presso l'ente di accreditamento "ACCREDIA") in quattro punti di temperatura nel rispetto della norma UNI EN ISO17025:2018